



Il nostro laboratorio eroga i seguenti servizi:

- Verifiche su Elettromedicali e Autoclavi / Sterilizzatrici** (secondo norme vigenti)
- Taratura** Strumenti di misura e verifica **Apparecchiature da laboratorio.**
- Gestione** delle scadenze delle tarature e delle verifiche periodiche
- Commercializzazione** di Strumenti di misura (termometri, bilance, ecc).

Ogni metodo di taratura e verifica utilizzato dal laboratorio è idoneo a garantire:

- conformità delle misurazioni alle norme tecniche internazionali di riferimento
- utilizzo d'apparecchiature tarate con riferibilità a campioni primari certificati SIT

Il sistema di gestione per la qualità del Laboratorio Metrologico Veneto risulta in accordo alla norma UNI EN ISO 9001/2000 certificato da DNV dal 1999.

Il Laboratorio Metrologico Veneto è attrezzato con opportuna strumentazione per eseguire le verifiche sugli elettromedicali "ON SITE" come indicato nella tabella seguente:

Servizio	Descrizione Servizio	Costi
<b>1) Verifica Elettromedicali:</b> Riunito; Elettrobisturi; Ablatore; Misuratore apicale; Micromotore Chirurgico; Fotopolimerizzatore; Radiografico; Panoramico; Telecamera orale	Verranno effettuate le verifiche richieste dalla legislazione vigente e in funzione delle norme IEC 60601 - CEI 62-5. Verrà effettuata: l'analisi documentale, le verifiche richieste. Al termine verrà rilasciato il registro delle verifiche compilato degli elettromedicali e avviso di scadenza.	Costo calcolato in base al N° dei riuniti presenti comprendendo la verifica degli altri elettromedicali  <b>PRIMO RIUNITO € 205,00 SUCCESSIVI RIUNITI € 140,00</b>
<b>2) Autoclavi / Sterilizzatrici</b>	Verifica secondo EN 554/96. Sono possibili 2 interventi: a) Verifica prestazionale (profilo termico e di pressione) con strumentazione certificata e rilascio documenti b) Validazione completa (Ripetizione 2 volte per ciclo di sterilizzazione del profilo termico e di pressione + analisi dei dati)	Per attrezzatura costo servizio:  <b>Tipo A: 195,00€ Servizio tipo B: 370,00€</b>
<b>3) Apparecchiature laboratorio:</b> Forno di preriscaldamento; Forno per ceramica; Polimerizzatrice (foto / pressione); Bollitore; Fonditrice (induzione/Termodinamica)	Verifica di funzionamento dell'apparecchio con rilascio di rapporto di controllo da parte di terzi (su esigenze del cliente si deciderà per la taratura)	<b>PER OGNI APPARECCHIO € 85,00</b>
<b>4) Taratura Termometri</b>	Verifica termometro con termometro campione e rilascio di un rapporto di taratura	<b>PER OGNI TERMOMETRO € 20,00</b>

**Per richiedere il servizio compilare il seguente modulo e inviare il fax al n° 0423 771850**

Studio		Indirizzo	
Telefono e Fax		Referente	
Partita Iva		Codice fisc.	
Banca d'appoggio			
ABI	CAB	COD.IBAN	

SERVIZIO *	N° ATTREZZATURE / APPARECCHI	NOTE	ENTRO IL
<b>1. Verifica Elettromedicali:</b>	N° riuniti: _____		
<b>2. Autoclavi / Sterilizzatrici</b>	TIPO A		
	TIPO B		
<b>3. Apparecchiature da laboratorio</b>			
<b>4. Taratura termometri</b> (solo in abbinamento a servizi prec.)			

\* il prezzo si intende IVA esclusa e spese di trasferta incluse per studi con sede in Veneto (per studi fuori Veneto si applica una tariffa km da Padova € 0,50 a Km) **D.Lgs 196/03.** Ai sensi del D.Lgs 196/03, acconsente all'inserimento dei propri dati personali negli archivi informatici e cartacei della nostra organizzazione ed al loro trattamento al fine della diffusione delle attività promosse dalla stessa. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dagli artt. 7 e ss. del D. Lgs 196/03.

DATA: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma